

## Vaste mest en vaste behandelde mest – Totale fosfor

---

**INHOUD**

<b>1</b>	<b>Principe</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Apparatuur en materiaal</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Reagentia</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>DESTRUCTIEPROCEDURES</b>	<b>3</b>
4.1	<i>Ontsluiting met verassing en <math>\text{HNO}_3</math> destructie</i>	3
4.2	<i>Ontsluiting met <math>\text{HNO}_3/\text{HCl}</math> (aqua regia)</i>	4
<b>5</b>	<b>Analytische bepaling van fosfor in de destructie oplossing</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Berekeningen</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Referenties</b>	<b>5</b>

## 1 PRINCIPE

De monstervoorbehandeling wordt uitgevoerd zoals beschreven in BAM/deel 4/02.

Voor de bepaling van totale P in vaste mest of vaste behandelde mest kunnen volgende destructie- en analysemethoden worden toegepast:

- Het gedroogde monster wordt verast bij 550°C, vervolgens wordt de as opgelost in HNO<sub>3</sub>. De bepaling van fosfor in de oplossing gebeurt spectrofotometrisch of met ICP-AES.
- Het gedroogde monster wordt ontsloten met een aqua regia (HNO<sub>3</sub>:HCl) destructie. De bepaling van fosfor in de oplossing wordt uitgevoerd met ICP-AES.

Voor de bepaling van totale P in vaste mest kan het monster worden ontsloten met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat volgens NEN 7433. De bepaling van fosfor in de oplossing gebeurt spectrofotometrisch of met ICP-AES. Op dezelfde ontsluitingsoplossing is het mogelijk om totaal N (= Kjeldahl-N) te bepalen op voorwaarde dat het monster bij de monstervoorbehandeling gedroogd werd met wijnsteenzuur.

## 2 APPARATUUR EN MATERIAAL

- a. Verassingsschalen
- b. Oven ingesteld op 550°C ± 25°C
- c. Exsiccator
- d. Verwarmplaat
- e. Asvrij filtreerpapier
- f. Zuurbestendige destructieblok, programmeerbaar tot minimaal 105°C
- g. Wegwerpbare destructiebuizen van 50 ml, zuurbestendig
- h. Compacte condensor

## 3 REAGENTIA

- a. HNO<sub>3</sub>, 14 mol/l
- b. HNO<sub>3</sub>, 1 mol/l
- c. HCl, 12 mol/l

## 4 DESTRUCTIEPROCEDURES

### 4.1 ONTSLUITING MET VERASSING EN HNO<sub>3</sub> DESTRUCTIE

Weeg 1 à 2.5 g droog monster, gemalen tot < 0.5 mm, tot op 1 mg nauwkeurig (m).

Veras dat monster bij 550°C gedurende 4 uur. De as moet grijswit zijn. Indien de as niet wit kleurt: enkele druppels 14M HNO<sub>3</sub> toevoegen en nogmaals verassen gedurende 1 uur.

Breng de as kwantitatief over in een beker van 100 ml met 20 ml 1M HNO<sub>3</sub> 1M. Eén uur laten digesteren op een verwarmplaat of in een warmwaterbad.

Filtreren en filtraat opvangen in een maatkolf van 100 ml en de filter goed spoelen met 1M HNO<sub>3</sub>. Aanlengen tot 100 ml met 1M HNO.

#### 4.2 ONTSLUITING MET HNO<sub>3</sub>/HCL (AQUA REGIA)

De destructie kan ook uitgevoerd worden in een verwarmbare destructieblok met destructiebuizen voorzien van een compacte condensor.

Opmerking: Als alternatief kan voor de condensor een horlogeglas of een afsluitdop (vastdraaien en ½ slag terug losdraaien) worden gebruikt.

Weeg 1 g gedroogd monster, gemalen tot <0.5 mm, tot op 1 mg nauwkeurig (m) in een destructiebuis. Voeg stapsgewijs 4 ml 14M HNO<sub>3</sub> en 12 ml 12M HCl toe.

Plaats de condensor op de destructiebuizen. Laat de destructiebuizen op kamertemperatuur staan om een trage reactie van het organisch materiaal mogelijk te maken. Voer het destructieprogramma uit met stapsgewijze opwarming, bv.:

- a. opwarmen in 20 minuten naar 45°C, 5 minuten bij 45°C;
- b. opwarmen in 10 minuten naar 65°C, 10 minuten bij 65°C;
- c. opwarmen naar 105°C, 120 minuten bij 105°C.

Filtreer het monster na destructie. Aanlengen met ultra puur water tot 50 ml.

## 5 ANALYTISCHE BEPALING VAN FOSFOR IN DE DESTRUCTIE OPLOSSING

De analytische bepaling van fosfor in de ontsluitingsoplossing kan worden uitgevoerd volgens:

- a. NBN EN ISO 11885:2009 Water quality — Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) (ISO 11885:2007)

De analytische bepaling van fosfor in de ontsluitingsoplossing kan spectrofotometrisch worden uitgevoerd volgens:

- a. NBN EN ISO 6878: 2004 Water quality – Determination of phosphorus – Ammonium molybdate spectrometric method
- b. NBN EN ISO 15681-1: 2005 Water quality – Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) – Part 1: Method by flow injection analysis (FIA) (ISO 15681-1: 2003)
- c. NBN EN ISO 15681-2: 2005 Water quality – Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) – Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2: 2003)
- d. ISO 15923-1:2013 Water quality – Determination of selected parameters by discrete analysis systems – Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection.

Opmerking: Voor de spectrofotometrische methoden wordt het fosfor gehalte bepaald in een 5-voudige verdunning van de ontsluitingsoplossing.

## 6 BEREKENINGEN

De gemeten fosforconcentratie wordt omgerekend naar een concentratie  $C_p$  (kg  $P_2O_5$ /1000 kg) in vers materiaal met de volgende formule.

$$C_p = \frac{C_1}{m} \times f \times V \times DS \times 2.29 \times \frac{1}{1000}$$

waarin:

$C_p$	concentratie fosfor in het oorspronkelijk monster in kg $P_2O_5$ /1000 kg VM
$C_1$	gemeten fosfor concentratie verkregen in mg P/l
f	eventuele verdunningsfactoren
V	volume van ontsluitingsoplossing in liter
DS	droge stof gehalte bepaald in kg /1000 kg VM
m	massa droog monster dat in bewerking werd genomen in g

Rond de uitkomst af op 2 decimalen.

## 7 REFERENTIES

- NEN 7435:1998 2de ontwerp Dierlijke mest en mestproducten – Bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten
- NBN EN 13650:2001 Soil improvers and growing media - Extraction of aqua regia soluble elements.
- NBN EN ISO 6878:2004 Water quality – Determination of phosphorus – Ammonium molybdate spectrometric method
- NBN EN ISO 15681-1:2005 Water quality – Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) – Part 1: Method by flow injection analysis (FIA) (ISO 15681-1: 2003)
- NBN EN ISO 15681-2:2005 Water quality – Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) – Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2003)
- NBN EN ISO 11885:2009 Water quality — Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) (ISO 11885:2007)
- ISO 15923-1:2013 Water quality – Determination of selected parameters by discrete analysis systems – Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection.
- C. Vanhoof, A. Cluyts, K. Duyssens, E. Poelmans, Wendy Wouters en K. Tirez, *Houdbaarheid van N parameters en destructie van P in mestmonsters*, VITO rapport 2011/MANT/070, [https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/rapport\\_mest\\_N\\_en\\_P\\_2011.pdf](https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/rapport_mest_N_en_P_2011.pdf)
- C. Vanhoof en K. Tirez, *Evaluatie analysemethoden voor de bepaling van anorganische parameters in digestaten*, VITO rapport 2012/MANT/R/005, [https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/Rapport\\_2011\\_digestaten\\_finaal.pdf](https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/Rapport_2011_digestaten_finaal.pdf)
- C. Vanhoof en K. Tirez, *Harmonisatie anorganische analysemethoden voor de analyse van compost, mest en diverse digestaatstromen*, VITO rapport 2012/MANT/R/086,

[https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/2012\\_B odemverbeterende middelen finaal.pdf](https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/2012_B odemverbeterende middelen finaal.pdf)